




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher

3.818,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher für: Centrifuge 5910 R, Centrifuge 5910 Ri – Ausschwingrotor mit großer Kapazität und einer max. Geschwindigkeit von $4.347 \times g$ (4.500 rpm) – Breites Adaptersortiment bietet hohe Flexibilität für Gefäße und Flaschen von 4 mL bis 1.000 mL sowie Platten – Das Universalbecher-Design nimmt sowohl Platten als auch Gefäße auf – Universaladapter fassen ausgewählte Plattenformate und konische Gefäße – Aerosoldichte QuickLock-Kappen für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich¹⁾²⁾³⁾ – Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar¹⁾ Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien) getestet. 2) Aerosoldichte Kappen kompatibel mit MTP, DWP 96 500 µL, DWP 384 200 µL. Aerosoldichte Kappe nicht kompatibel mit DWP 96 1.000 µL und 2.000 µL. 3) Bei Verwendung mit aerosoldichten Kappen verringert sich die max. Kapazität auf 20 x 50 mL (5 x 50 mL pro Adapter).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2299
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072423322
Bruttogewicht	11.6
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	10.44000 kg
Volumen MAX	750 ml
Volumen MIN	4 ml
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5910 R
zentrifugierbar bis	4347 g

