



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor S-4xUniversal-Large, inkl. Universalbecher

4.018,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor S-4xUniversal-Large, inkl. Universalbecher für: Zentrifuge 5920 R - Ausschwingrotor mit besonders großer Kapazität und einer max. Geschwindigkeit von $4,402 \times g$ (4.250 rpm) - Breites Adaptersortiment bietet hohe Flexibilität für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 750 mL und Platten - Durch das universelle Design der Gehänge können sowohl Platten als auch Gefäße aufgenommen werden - Aerosoldichte Eppendorf QuickLock®-Kappen für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich) - Becher und Adapter sind autoklavierbar 1) Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien), getestet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2297
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072423308
Bruttogewicht	10.5
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	9.45000 kg
Volumen MAX	750000 µL
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5920 R
zentrifugierbar bis	4402 g

