



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Festwinkelrotor FA-45-24-11 -Kit, inkl Rotordeckel, aerosoldicht

889,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor FA-45-34-11, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, für 5430/5430 R

für: Centrifuge 5430/5430 R, Centrifuge 5430/5430 R

- Max. Geschwindigkeit: $20.817 \times g$ (14.000 rpm)
- Max. Fassungsvermögen: $30 \times 1,5/2,0$ -mL-Gefäße
- Aerosoldicht für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1941
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072419868
Transporttemperatur	Raumtemperatur

