



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Rotor FA-45-16-17 verpackt

**927,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Rotor FA-45-16-17, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, für 16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL für: Centrifuge 5430/5430 R, Centrifuge 5430/5430 R – Max. Geschwindigkeit: 21.191 × g (14.200 rpm) – Max. Fassungsvermögen: 16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL – Aerosoldicht für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben – Eppendorf QuickLock®-Deckel – Werden Eppendorf Tubes® 5.0 mL mit Schraubdeckeln verwendet, können nur die Hälfte (8 ×) der Plätze im Rotor besetzt werden – Kompatibel mit 5430 und 5430R mit der Seriennummer 16.000 oder höher. Bei anderen Seriennummern ist ein Software-Update erforderlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertreter vor Ort.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-1939
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106927750
EAN	4058072419844
Transporttemperatur	Raumtemperatur

