



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf ROTOR 48x2ML MIT AT-QL-DECKEL (5430)

808,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor FA-45-48-11, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, für 5430/5430 R für: Centrifuge 5430/5430 R, Centrifuge 5430/5430 R – Max. Geschwindigkeit: 18.210 × g (12.700 rpm) – Max. Fassungsvermögen: 48 × 1,5/2,0-mL-Gefäße – Aerosoldicht für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben – Eppendorf QuickLock®-Deckel – Kompatibel mit den Zentrifugen 5430 und 5430R mit Seriennummern ab 16.000. Bei anderen Seriennummern ist ein Software-Update erforderlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertriebspartner.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1943
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106927754
EAN	4058072419875
Transporttemperatur	Raumtemperatur

