



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Festwinkelrotor f. 6 x 8er, 6 x 5er PCR- Streifen oder 48 x 0,2 ml

682,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Festwinkelrotoren, Eppendorf

autoklavierbar

Best.-Nr. E-1899

Festwinkelrotor Typ F-45-48-PCR

für 6 x 8er, 6 x 5er PCR-Streifen oder 48 x 0,2 ml PCR-Gefäße, max. 12.000 UpM

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2082
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1899
EAN	4058072421199
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Rotor(en) ist/sind geeignet für	PCR-Strips (8er): 6 x 0.2 ml. PCR-Strips (5er): 5 x 0.2 ml oder PCR-Tubes: 48 x 0.2 ml
Typ Rotor	Festwinkelrotor
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5804 Eppendorf. 5804 R

