



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Festwinkelrotor f. 24x 1,5/2 ml, ohne Deckel

**449,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Festwinkelrotoren, Eppendorf

Max. Drehzahl: 4.400 UpM, autoklavierbar.

#### **Best.-Nr. E-1930**

Festwinkelrotor Typ F-45-24-11  
für 24 x 1,5/2,0 ml, ohne Deckel

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-2044
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1930
EAN	4058072420819
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Rotor(en) ist/sind geeignet für	Reaktionsgefäße. 24 x 1.5/ 2.0 ml
Typ Rotor	Festwinkelrotor
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5702 Eppendorf. 5702 R Eppendorf. 5702 RH

