



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Rotor FA-45-12-17, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, Aluminium

**927,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Rotor FA-45-12-17, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, Aluminium für: Centrifuge 5427R, Centrifuge 5427 R - Max. Geschwindigkeit: 20.598 × g (14.000 rpm) - Max. Fassungsvermögen: 12 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL - Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock®-Deckel

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-1843
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072418922
Bruttogewicht	2.34
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	2.20000 kg
Material	Aluminium
Volumen MAX	5000 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.24000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	7000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
Festwinkel Rotor	45°
Typ Rotor	Festwinkelrotor
zentrifugierbar bis	20598 g

