



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor FA-45-18-11, aerosoldicht

615,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor FA-45-18-11, aerosoldicht, 45°-Winkel, 18 Plätze, max. Gefäßdurchmesser 11 mm, inkl. Rotordeckel (Aluminium) für: Centrifuge 5418/5418 R, Centrifuge 5418/5418 R - für 18 × 1,5/2,0-mL-Gefäße ist standardmäßig mit dem einzigartigen aerosoldichten Eppendorf QuickLock®-Rotordeckel für schnelles und zuverlässiges Verschließen ausgerüstet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1867
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106907005
EAN	4058072419158
Bruttogewicht	1.1
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.99000 kg
Volumen MAX	2000 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.19000 m
Verpackungshöhe	0.08000 m
Verpackungstiefe	0.19000 m
Verpackungsvolumen	3000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
zentrifugierbar bis	16873 g

