



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor F-45-18-17-Cryo, inkl. Rotordeckel und Cryovial-Adapter

537,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor F-45-18-17-Cryo, inkl. Rotordeckel und Cryovial-Adapter für: Centrifuge 5430/5430 R, Centrifuge 5430/5430 R -
Max. Geschwindigkeit: 8.324 × g (8.900 rpm) - 18-Platz-Rotor für Cryo-Gefäße

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1905
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106905007
EAN	4058072419509
Bruttogewicht	1.4
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.26000 kg
Volumen MAX	2000 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.24000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	7000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
Festwinkel Rotor	45°
Typ Rotor	Festwinkelrotor
zentrifugierbar bis	8324 g

