



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor FA-45-24-11-Special, aerosoldicht

914,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor FA-45-24-11-Special, aerosoldicht für: Centrifuge 5424/5424 R (DP/obsolete), Centrifuge 5424/5424 R (DP) - Max. Geschwindigkeit: 21.130 × g (15.000 rpm) - Max. Fassungsvermögen: 24 × 1,5/2,0-mL-Gefäße - Aerosoldicht für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben - PTFE-Beschichtung für höhere Chemikalienbeständigkeit

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1875
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106900004
EAN	4058072419219
Bruttogewicht	1.1
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.99000 kg
Volumen MAX	2000 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.24000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	7000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
zentrifugierbar bis	20238 g

