



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor FA-45-24-11, aerosoldicht, 5417C/5417R

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Rotor FA-45-24-11, aerosoldicht, 5417C/5417R - Aerosoldichter Deckel und Maximalgeschwindigkeit von 25.000 × g (16.400 rpm) - Rotoren, Rotordeckel und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min) - Aerosoldichte Rotoren können auch 2 h bei 140 °C autoklaviert werden, um Prionen-Kontaminationen zu eliminieren - Adapter verfügbar für: 0,2-mL-PCR-Gefäße, 0,4-mL-Zentrifugen-Gefäße, 0,5-mL-Mikro-Gefäße und 0,6-mL-Microtainerundreg;-Gefäße

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1989
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	556961004
EAN	4058072420307
Bruttogewicht	1.4
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.26000 kg
Volumen MAX	2000 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.25000 m
Verpackungshöhe	0.10000 m
Verpackungstiefe	0.26000 m
Verpackungsvolumen	7000.00000000 ccm
zentrifugierbar bis	25000 g

