



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor FA-45-24-11, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, Aluminium

750,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor FA-45-24-II, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, Aluminium für: Centrifuge 5427R, Centrifuge 5427 R - Max. Geschwindigkeit: 25.001 × g (16.220 rpm) - Max. Fassungsvermögen: 24 × 1,5/2,0-mL-Gefäße - Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock®-Deckel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1845
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106997020
EAN	4058072418946
Bruttogewicht	1.7
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.53000 kg
Material	Aluminium
Volumen MAX	2000 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.24000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	7000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
Festwinkel Rotor	45°
Typ Rotor	Festwinkelrotor
zentrifugierbar bis	25001 g

