



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor FA-45-24-11-Kit, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, Aluminium

889,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor FA-45-24-11-Kit, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, Aluminium für: Centrifuge 5427 R, Centrifuge 5427R - Max. Geschwindigkeit: 19.090 × g (13.200 rpm) - Rotor mit erhöhtem Rahmen zum sicheren Zentrifugieren von bis zu 24 Spin Columns - Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock®-Deckel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1847
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106997040
EAN	4058072418960
Bruttogewicht	2
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.80000 kg
Material	Aluminium
Volumen MAX	2000 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.24000 m
Verpackungshöhe	0.16000 m
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	10000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
zentrifugierbar bis	19090 g

