




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor F-45-30-11, 30 × 1,5/2,0 mL, 5417C/5417R

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Rotor F-45-30-11, 30 × 1,5/2,0 mL, 5417C/5417R - Rotoren mit hoher Kapazität für 30 × 1,5/2,0 mL - Rotoren, Rotordeckel und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min) - Adapter verfügbar für: 0,2-mL-PCR-Gefäße, 0,4-mL-Zentrifugen-Gefäße, 0,5-mL-Mikro-Gefäße und 0,6-mL-Microtainerundreg;-Gefäße - Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 20.800 × g (14.000 rpm)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1970
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	556915002
EAN	4058072420123
Bruttogewicht	1.25
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.12500 kg
Volumen MAX	2000 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.26000 m
Verpackungshöhe	0.10000 m
Verpackungstiefe	0.26000 m
Verpackungsvolumen	7000.00000000 ccm
zentrifugierbar bis	20800 g

