



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor FA-45-48-11, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, für 5427 R

808,00 €
zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor FA-45-48-11, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, für 5427 R für: Centrifuge 5427R, Centrifuge 5427 R, Heide 6 war Willow 6, Heide 5 war Weide 5 – Max. Geschwindigkeit: 18.213 × g (12.700 rpm) – Max. Fassungsvermögen: 48 × 1,5/2,0-mL-Gefäße – Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock®-Deckel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1853
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106997100
EAN	4058072419028
Bruttogewicht	2.5
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	2.25000 kg
Volumen MAX	2000 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.24000 m
Verpackungshöhe	0.16000 m
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	10000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
zentrifugierbar bis	18213 g

