




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor F-45-48-11, inkl. Rotordeckel

585,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor F-45-48-11, inkl. Rotordeckel für: Centrifuge 5430/5430 R, Centrifuge 5430/5430 R - Max. Geschwindigkeit: 18.210 × g (12.700 rpm) - Max. Fassungsvermögen: 48 × 1,5/2,0-mL-Gefäße

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1944
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106927755
EAN	4058072419882
Bruttogewicht	2.1
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.89000 kg
Volumen MAX	2000 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.24000 m
Verpackungshöhe	0.12000 m
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	7000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
Festwinkel Rotor	45°
Typ Rotor	Festwinkelrotor
zentrifugierbar bis	18210 g

