



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor F-45-48-5-PCR, Aluminium

606,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor F-45-48-5-PCR, Aluminium für: Centrifuge 5427R, Centrifuge 5427 R - Max. Geschwindigkeit: 11.710 × g (10.500 rpm) - PCR-Streifen-Rotor für bis zu 48 × 0,2-mL-PCR-Gefäße

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1857
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106997140
EAN	4058072419059
Bruttogewicht	1.2
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.08000 kg
Material	Aluminium
Volumen MAX	200 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.24000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	7000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
zentrifugierbar bis	11710 g

