



Eppendorf Rotor F-45-32-5-PCR

Artikelbilder



Beschreibung

Rotor F-45-32-5-PCR für: Centrifuge 5424/5424 R (DP/obsolete), Centrifuge 5424/5424 R (DP) - Max. Geschwindigkeit: $18.615 \times g$ (15.000 rpm) - Max. Fassungsvermögen: 4 × PCR-Streifen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1879
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106904000
EAN	4058072419257
Bruttogewicht	1
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.90000 kg
Volumen MAX	200 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.24000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	7000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
zentrifugierbar bis	17829 g

