



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor F-32x0.2-PCR

529,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor F-32x0.2-PCR, inkl. Rotordeckel, für 32 × 0,2-mL-PCR-Gefäße oder 4 × 8er-PCR-Streifen für: Centrifuge 5425 (obsolete), Centrifuge 5425 R (obsolete), Centrifuge 5425/5425 R - Max. Geschwindigkeit: 18.134 × g (15.060 rpm) - für 4 × PCR-Streifen oder 32 × PCR-Gefäße (0,2 mL)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2003
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106951001
EAN	4058072420413
Bruttogewicht	0.713
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.64200 kg
Volumen MAX	200 µl
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100
zentrifugierbar bis	18134 g

