




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor F-35-48-17, für 40 × konische 15-mL-Gefäße

1.086,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor F-35-48-17, für 40 × konische 15-mL-Gefäße, inkl. 48 Stahlhülsen und Adaptern für: Centrifuge 5810/5810 R, Centrifuge 5804/5804 R - Festwinkelrotor mit hohem Fassungsvermögen für konische Gefäße und Glasgefäße 15 mL - Maximalgeschwindigkeit: 5.005 × g (5.500 rpm)1) - Formeinsätze für konische 15-mL-Gefäße 1) Bitte beachten Sie, dass bei älteren Zentrifugen ein Software-Upgrade erforderlich ist, wenn Sie diesen Rotor verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Eppendorf-Organisation oder Ihren lokalen Eppendorf-Händler.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2240
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106977200
EAN	4058072422752
Bruttogewicht	4.6
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	4.40000 kg
Volumen MAX	15000 µL
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.32000 m
Verpackungshöhe	0.22000 m
Verpackungstiefe	0.32000 m
Verpackungsvolumen	23000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5804/5804 R
zentrifugierbar bis	5005 g

