



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor F-45-18-17-Cryo, ohne Rotordeckel, ohne Adapter

516,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor F-45-18-17-Cryo, ohne Rotordeckel, ohne Adapter für: Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH -
Maximalgeschwindigkeit: 1.970 × g (4.400 rpm) - Leises Zentrifugieren, sogar ohne Rotordeckel - Zentrifugieren von 1 – 2-mL-Cryo-Gefäßen (max. 13 mm Ø, Verwendung mit Adapter) und Gefäßen mit Schraubdeckel (max. 17 mm Ø, kein Adapter erforderlich) - Rotoren und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2045
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106947009
EAN	4058072420826
Bruttogewicht	1.25
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.12500 kg
Volumen MAX	2000 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.24000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	7000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
zentrifugierbar bis	1840 g

