



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor FA-24x2, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, für 24 × 1,5/2,0-mL-Gefäße

727,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor FA-24x2, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, für 24 × 1,5/2,0-mL-Gefäße für: Centrifuge 5425 (obsolete), Centrifuge 5425/5425 R, Centrifuge 5425 R (obsolete) – Max. Geschwindigkeit: 21.300 × g (15.060 rpm) – Max. Fassungsvermögen: 24 × 1,5/2,0-mL-Gefäße – Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock®-Deckel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1993
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106950006
EAN	4058072420338
Bruttogewicht	1.23
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.10700 kg
Volumen MAX	2000 µl
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100
zentrifugierbar bis	21330 g

