



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor FA-30x2, inkl. aerosoldichtem Eppendorf QuickLock®-Rotordeckel

1.068,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor FA-30x2, inkl. aerosoldichtem Eppendorf QuickLock®-Rotordeckel für: Centrifuge 5910 Ri, Centrifuge 5910 R - 30 Plätze für 1,5/2,0-mL-Gefäße - Max. Geschwindigkeit: 20.984 × g (max. 13.700 rpm) - Eppendorf QuickLock®-Rotordeckel für schnelle Deckelverriegelung - Aerosoldicht für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben! - Eloxiertes Aluminium für hohe Chemikalienbeständigkeit - Rotor und Deckel sind autoklavierbar (121 °C, 20 min) 1) Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien) getestet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2289
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072423223
Bruttogewicht	2.2
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	2.05000 kg
Volumen MAX	0.2 ml
Volumen MIN	0.2 ml
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5804/5804 R
zentrifugierbar bis	20984 g

