



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Rotor FA-45-48-11, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, für 48 × 1,5/2,0-mL-Gefäße

1.502,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotor FA-45-48-11, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, für 48 × 1,5-/2,0-mL-Gefäße für: Centrifuge 5810/5810 R, Centrifuge 5804/5804 R - 48 Plätze für 1,5-/2,0-mL-Gefäße - Max. Geschwindigkeit: 19.083 × g (max. 13.000 rpm)1) - Eppendorf QuickLock®-Rotordeckel für schnelle Deckelverriegelung - Aerosoldicht für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben2) - Eloxiertes Aluminium für hohe Chemikalienbeständigkeit - Rotor und Deckel sind autoklavierbar 1) Bitte beachten Sie, dass bei älteren Zentrifugen ein Software-Upgrade erforderlich ist, wenn Sie diesen Rotor verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Eppendorf-Organisation oder Ihren lokalen Eppendorf-Händler. 2) Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien) getestet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2230
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106976001
EAN	4058072422653
Bruttogewicht	3
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	2.70000 kg
Volumen MAX	2 ml
Volumen MIN	0.2 ml
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.30000 m
Verpackungshöhe	0.20000 m
Verpackungstiefe	0.30000 m
Verpackungsvolumen	18000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5804/5804 R
zentrifugierbar bis	19083 g

