



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Rotor FA-48x2, inkl. aerosoldichter Rotordeckel Eppendorf QuickLock®

**1.502,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Rotor FA-48x2, 48 × 1,5/2,0-mL-Gefäße, inkl. aerosoldichter Rotordeckel Eppendorf QuickLock® für: Centrifuge 5920 R, Centrifuge 5910 Ri, Centrifuge 5910 R - 48 Plätze für 1,5-/2,0-mL-Gefäße - Max. Geschwindigkeit: 21.194 × g (max. 13.700 rpm) - Eppendorf QuickLock® Rotordeckel für schnellen Verschluss des Deckels - Aerosoldichtl) für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben - Eloxiertes Aluminium für hohe Chemikalienbeständigkeit - Rotor und Deckel sind autoklavierbar (121 °C, 20 min) 1) Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien) getestet.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-2286
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072423193
Bruttogewicht	2.75
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	2.47500 kg
Volumen MAX	2 ml
Volumen MIN	0.2 ml
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5804/5804 R
zentrifugierbar bis	21194 g

