



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Rotor FA-6x250, inkl. Eppendorf QuickLock®-Rotordeckel

Sonderangebot  
**3.735,20 €**  
Normalpreis  
**4.669,00 €**  
zzgl. MwSt &  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Rotor FA-6x250, aerosoldicht, für 6 x 250-mL-Flaschen, inkl. Eppendorf QuickLock®-Rotordeckel für: Centrifuge 5910 Ri, Centrifuge 5920 R, Centrifuge 5910 R – Festwinkelrotor für bis zu 6 x 250-mL-Flaschen) – Ideal zum Pelletieren von Mikroorganismen und Säugetierzellen – 12 verschiedene Adapter für eine breite Palette zusätzlicher Anwendungen – Max. Geschwindigkeit 15.054 × g (10.100 rpm) – Eppendorf QuickLock®-Rotordeckel für schnelle Deckelverriegelung – Aerosoldicht<sup>2</sup>) für sicheres Zentrifugieren gefährlicher Proben – Geringes Gewicht von nur 5.450 g für belastungsfreies Arbeiten – Eloxiertes Aluminium für hohe Chemikalienbeständigkeit – Rotor, Deckel und Adapter sind autoklavierbar und reduzieren so das Kontaminationsrisiko – Eine Übersicht über die verfügbaren Adapter erhalten Sie unter [und#039;Zusätzliche Informationenund#039;](#) 1) Um diesen Rotor verwenden zu können, ist bei älteren Zentrifugen ein Software-Update erforderlich (5910 R und 5920 R). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Eppendorf-Organisation oder Ihren lokalen Eppendorf-Händler. 2) Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien) getestet. Maximal 80 % des maximalen Füllvolumens.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2543
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072425524
Bruttogewicht	6.2
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	5.58000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5910 R
zentrifugierbar bis	15054 g

