




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Rotor S-96x0.2-PCR, inkl. Becher

**727,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Rotor S-96x0.2-PCR, für 96 × 0,2-mL-PCR-Gefäße oder 12 × 8er-PCR-Streifen, inkl. Becher für: Centrifuge 5425 R (obsolete), Centrifuge 5425/5425 R, Centrifuge 5425 (obsolete) – Max. Geschwindigkeit: 3,217 × g (6.000 rpm) – Einzigartiger Ausschwingrotor – für 12 × 8er-PCR-Streifen 0,1/0,2 mL oder 4 × 1/4 twin.tec® PCR plate 96, unskirted, teilbar oder 96 × PCR-Gefäße 0,2 mL

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2005
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106951204
EAN	4058072420437
Bruttogewicht	0.795
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.71600 kg
Volumen MAX	200 µl
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100
zentrifugierbar bis	3217 g

