



## Thermo Scientific TFT-45.6 Festwinkelrotor

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

TFT-45.6 Festwinkelrotor Mit dem vielseitigen Thermo Scientific™ TFT-45.6 Festwinkelrotor und seinen zahlreichen Funktionen können Sie die verschiedensten Anwendungen ausführen. Beschreibung: TFT-45.6 Festwinkelrotor Typ: Festwinkel Fassungsvermögen: 40 x 6 ml Max. RZB: 238.859 x g (äußere Reihe); 204.252 x g (innere Reihe) Max. Geschwindigkeit: 45.000 U/min Radius (metrisch): 105,6 mm außen/90,3 mm innen Min. Radius (metrisch): 76,0 mm außen/60,7 mm innen K-Faktor: 44,1 Äußere Reihe/49,6 Innere Reihe Max. Schlauchlänge: 66 mm Max. Röhrchendurchmesser: 13 mm Nettogewicht: 24,3 lb. (10,9 kg) Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen Winkel: 20&deg; Durchschnitt RZB: 205.383 x g außen/170.755 x g innen Min. RZB: 171.906 x g außen/137.299 x g innen Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-6865
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292596962
Nettogewicht	10.90000 kg
Material	Titan

