



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Rotor T-60-11, inkl. Rotordeckel, für 1,5/2,0-mL-Gefäße, ohne Adapter

**1.740,20 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Rotor T-60-11, inkl. Rotordeckel, für 1,5/2,0-mL-Gefäße, ohne Adapter für: Centrifuge 5810/5810 R, Centrifuge 5804/5804 R – Hohe Kapazität für 60 × 1,5-/2,0-mL-Gefäße – Max. Geschwindigkeit: 16.435 × g (14.000 rpm) – Horizontale Zentrifugation für Pelletbildung am Gefäßboden – ideal für kleine Probenmengen

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-2079
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	556930003
EAN	4058072421168
Bruttogewicht	2.9
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	2.61000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.24000 m
Verpackungshöhe	0.15000 m
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	9000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84219100
Festwinkel Rotor	90°
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5804/5804 R

