



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf® Festwinkelrotor f. 10x15 ml Falcon, inkl. 10 Adapter u. 10 Gummimatten für E-1901

517,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Festwinkelrotoren, Eppendorf

Max. Drehzahl: 4.400 UpM, autoklavierbar.

Best.-Nr. E-1906

Festwinkelrotor Typ F-35-30-17

für 10 x 15 ml-Röhrchen, inkl. 10 Adapter und 10 Gummimatten

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2016
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1906
EAN	4058072420543
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Rotor(en) ist/sind geeignet für	Zentrifugenröhrchen. 10 x15 ml
Typ Rotor	Festwinkelrotor
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5702 Eppendorf. 5702 R Eppendorf. 5702 RH

