



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Festwinkelrotor f. 30 x 1,5/2,0 ml Reaktionsgef., aerosoldicht, inkl. Alu-Deckel

**904,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Festwinkelrotoren, Eppendorf

autoklavierbar

#### **Best.-Nr. E-1897**

Festwinkelrotor Typ FA-45-30-11

für 30 x 1,5/2,0 ml Reaktionsgefäße, aerosoldicht, inkl. Alu-Deckel, max. 14.000 UpM

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-2075
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1897
EAN	4058072421120
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Rotor(en) ist/sind geeignet für	Reaktionsgefäße. 30 x 1.5/2.0 ml
Typ Rotor	Festwinkelrotor
für Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5804 Eppendorf. 5804 R

