



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Sicherheitsnetz blau, für DM 12-25 mm, 5 Meter

23,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

neoLab **Sicherheitsnetze aus PE** in verschiedenen Farben und Größen.

Ideal geeignet als Splitterschutz zum Überziehen von verschiedenen Glasbehältern im Labor, wie z.B. Flaschen, Kolben, Exsikkatoren und andere Vakuum-Glasgeräte. Dies verringert die Reichweite fliegender Glassplitter bei Ex- oder Implosion.

Einfacher Zuschnitt mittels Schere. 5 m / Rolle.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3091
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072112387
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Polyethylen (PE)
Breite	25 mm
Länge	5 m
geeignet für	Flaschen. rund Flaschen. eckig
TBST MAX	80 °C
TBST MIN	-50 °C

