



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Sicherheitsnetz gelb, für DM 90-200 mm, 5 Meter

**54,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

neoLab **Sicherheitsnetze aus PE** in verschiedenen Farben und Größen.

Ideal geeignet als Splitterschutz zum Überziehen von verschiedenen Glasbehältern im Labor, wie z.B. Flaschen, Kolben, Exsikkatoren und andere Vakuum-Glasgeräte. Dies verringert die Reichweite fliegender Glassplitter bei Ex- oder Implosion.

Einfacher Zuschnitt mittels Schere. 5 m / Rolle.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-3095
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072112424
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	gelb
Material	Polyethylen (PE)
Breite	200 mm
Länge	5 m
geeignet für	Flaschen. rund Flaschen. eckig
TBST MAX	80 °C
TBST MIN	-50 °C

