



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KERN Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss eines externen Geräts

**50,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

- Kabellänge ca. 1,5 m

Geeignet für

- Präzisionswaagen KERN 440, KERN 572, KERN 573, KERN KB, KERN PCB, KERN PCD, PLS-A, PLJ-A, KERN PLT
- Analysenwaagen ALS-A, KERN ALT-B
- Bodenwaagen KERN BTBP, KERN BTSP, KERN BTEP
- Feuchtebestimmer KERN DBS, KERN DLB
- Zählwaagen KERN CDS, KERN CDE, KERN CKE
- Plattformwaagen KERN DE, KERN DS, KERN IKT, KERN ITB, KERN ITS, KERN ITT, KERN NDE
- Tischwaagen KERN FCB, KERN FTB, KERN FTC, KERN FKB-A, KERN FKB, KERN FKT

## Zusätzliche Informationen

---

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr.            | KP-0518        |
| Hersteller (Marke)  | KERN           |
| EAN                 | 4058072125936  |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Hersteller          | KERN           |

