



Macherey & Nagel pH-Fix 4,5-10,0

Artikelbilder



Beschreibung

pH-Fix 4,5-10,0 Indikatorstäbchen Messbereich: pH 4,5-5,0-5,5-6,0-6,5- 7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0 Pg. à 100 Teststreifen 5,5 x 85 mm
Lieferungen ab 8/2021 ohne CE-Kennzeichnung, für Produkt mit CE siehe REF 92121

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML-6708
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Macherey & Nagel
VGKL Nummer	244692120
EAN	4058072173753
Bruttogewicht	0.0356
Hersteller EAN	4046681001406
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.03560 kg
S-Sätze	S 22
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackungsbreite	0.06600 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.09000 m
Verpackungstiefe	0.01000 m
Verpackungsvolumen	0.00005900 ccm
Zolltarifnummer	38229000
pH MAX	10.0 pH
pH MIN	4.5 pH
Format/ Verpackung	Stäbchen

