Deutschland



## neoLab® Heißluft-Sterilisations-Indikatoren, 1000 Stck./Pack

## **Artikelbilder**

neoLab



## **Beschreibung**

Indikatoren für die Sterilisation mit Heißluft, z.B. Spritzen, Kolben, Flaschen, Pipettenbüchsen oder Schalen.

Farbumschlag von grün nach schwarz bei +160°C bis +180°C.

Gegenstände, die gelagert werden sollen, sollten vorher in Alufolie eingeschlagen werden und innen mit einem zweiten Aufkleber versehen werden.

**Hinweis:** Bei normaler Raumtemperatur von 10° - 38°C (50° - 100°F) und 10-70% relativer Luftfeuchtigkeit lagern. Nach der Einwirkung von trockener Hitze sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## **Zusätzliche Informationen**

ArtNr.	3-7410
Hersteller (Marke)	neoLab
,	
EAN	4058072020170
geeignet für	Heißluftsterilisation
Format/ Verpackung	Etiketten

