



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Heißluft-Sterilisations-Indikatoren, 1000 Stck./Pack

173,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Indikatoren für die Sterilisation mit Heißluft, z.B. Spritzen, Kolben, Flaschen, Pipettenbüchsen oder Schalen.

Farbumschlag von grün nach schwarz bei +160°C bis +180°C.

Gegenstände, die gelagert werden sollen, sollten vorher in Alufolie eingeschlagen werden und innen mit einem zweiten Aufkleber versehen werden.

Hinweis: Bei normaler Raumtemperatur von 10° - 38°C (50° - 100°F) und 10-70% relativer Luftfeuchtigkeit lagern. Nach der Einwirkung von trockener Hitze sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-7410
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072020170
Transporttemperatur	Raumtemperatur
geeignet für	Heißluftsterilisation
Format/ Verpackung	Etiketten

