



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Steri-Kontrollröhrchen f. Autoklaven bis 125°C , 100 St./Pack

117,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Eine korrekte Sterilisation ist gerade im medizinischen und bakteriologischen Labor unerlässlich, ist aber nicht immer gewährleistet.

Durch den Farbumschlag des Glas- Kontrollröhrchens von rot nach grün wird eine korrekte Sterilisation nachgewiesen. Röhrchen möglichst eng neben oder in die Ladung platzieren. Kühl und trocken lagern!

Geeignet für Autoklaven bis 125°C.

Haltbarkeit: 6 Monate

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1280
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072012731
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	6 mm
Länge	45 mm
geeignet für	Dampfsterilisation (im Autoklav)

