



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Elektroden-Aufbewahrungslösung KCl, 3 mol, 250 ml

8,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Gebrauchsfertige Lösungen

Best.-Nr. 3-1956

KCl 3 mol, ohne Silberchlorid. Für Bezugselektroden und Kombinationselektroden (Einstabmessketten)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1956
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072018573
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Volumen	250 ml
steril	Nein
Elektrolyt	KCl
Konzentration Lösung	3 mol/l
Typ Lösung	Elektrolyt-Lösungen

