



Marienfeld Messbecher 2.000 ml

Artikelbilder

Beschreibung

hergestellt aus transparentem Polypropylen, mit Henkel und Ausguss, erhabene blaue Graduierung, autoklavierbar bei 121 °C, zu 6 Stück verpackt

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-1403
Hersteller (Marke)	Marienfeld
EAN	4066292059559
Hersteller EAN	4250317314338
Durchmesser	152 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	50 ml
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	213 mm

