



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Ansetzflasche, weithals, Erlenmeyerform, 3000 ml

**102,92 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

DURAN® Ansetzflasche, weithalsig, 3000 ml Sollen größere Lösungsmittelmengen oder Tinkturen angesetzt werden, so wird ein Gefäß benötigt, das diesen Anforderungen genüge trägt. Dickwandige, leicht konische Gefäße eignen sich hier hervorragend und so ist die Ansetzflasche das Gefäß der Wahl. Besondere Eigenschaften und Vorteile: The wide neck enables easy filling and cleaning Eingebrauntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Herstellung größerer Mengen an Lösungen und Tinkturen, Mischen mehrerer Komponenten, Heating , Verdünnen von Lösungen

## Zusätzliche Informationen

---

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Art.-Nr.            | SD-0404              |
| Reg. Markenzeichen  | DURAN ®              |
| Hersteller (Marke)  | DURAN                |
| EAN                 | 4058072342081        |
| Hersteller EAN      | 4032051007505        |
| Bruttogewicht       | 1.8                  |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur       |
| Lagertemperatur     | Raumtemperatur       |
| Nettogewicht        | 1.70000 kg           |
| Material            | Borosilikat Glas 3.3 |
| Volumen             | 3000 ml              |
| steril              | Nein                 |
| Ursprungsland       | Deutschland          |
| Ursprungsregion     | Baden-Württemberg    |
| Verpackungsvolumen  | 0.01236300 ccm       |
| Zolltarifnummer     | 70172000             |
| Halsweite           | weit                 |

