



DURAN[®] Erlenmeyer-Kolben, NS 29/32, 200ml

Artikelbilder

Beschreibung

DURAN[®] Erlenmeyerkolben, NS 29/32, 200 ml Aufgrund ihrer großen Standfläche eignen sich Erlenmeyerkolben z. B. zum Ansetzen von Lösungen und deren Lagerung. Der zusätzliche Schliff ermöglicht einen dichten Verschluss des Gefäßes. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebrenntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Die konische Form erleichtert das Mischen Anwendung: Mischen mehrerer Komponenten, Verdünnen von Lösungen, Messen von Flüssigkeitsmengen, Erhitzen, Volumengrößen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) und 1000 ml (NS 45/40) sind nicht nach DIN ISO.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-1215
Reg. Markenzeichen	DURAN ®
Hersteller (Marke)	DURAN
EAN	4058072349134
Bruttogewicht	0.123
Hersteller EAN	4032051027466
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.10000 kg
Material	Borosilikatglas DURAN®
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Volumen	200 ml
steril	Nein
Verpackungsvolumen	0.00841200 ccm
Zolltarifnummer	70172000
Normschliff	29/32

