



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Rasotherm Erlenmeyerkolben enghals, (Boro 3.3), 1000 ml

Sonderangebot

6,60 €

Normalpreis

8,40 € Ab

5,94 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die RASOTHERM® **Erlenmeyerkolben** mit engem Hals sind aus besonders hitze- & chemikalienbeständigem Borosilikatglas 3.3 gefertigt.

Mit Graduierung.

Alle Kolben entsprechen höchsten Qualitätsstandards und werden nach der aktuellen ISO Norm 1773 gefertigt. Somit eignen sich die Erlenmeyerkolben für viele Einsatzzwecke in Ihrem Labor.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0181
Hersteller (Marke)	Rasotherm
EAN	4058072081157
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
steril	Nein
Höhe	220 mm
Kolben Eigenschaften	graduirt
DM Hals	38 mm
DM Kolben	131 mm
Farbe Graduierung	weiß
Halsweite	eng
Typ Kolben	Erlenmeyerkolben
Typ Rand	Bördelrand
normiert nach ISO-Norm	ISO 1773

