



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Rasotherm Erlenmeyerkolben enghals, (Boro 3.3), 5000 ml


Sonderangebot

**45,70 €**

Normalpreis

**58,60 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Die RASOTHERM® **Erlenmeyerkolben** mit engem Hals sind aus besonders hitze- & chemikalienbeständigem Borosilikatglas 3.3 gefertigt.

Mit Graduierung.

Alle Kolben entsprechen höchsten Qualitätsstandards und werden nach der aktuellen ISO Norm 1773 gefertigt. Somit eignen sich die Erlenmeyerkolben für viele Einsatzzwecke in Ihrem Labor.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	1-0184
Hersteller (Marke)	Rasotherm
EAN	4058072081065
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	5000 ml
steril	Nein
Höhe	365 mm
Kolben Eigenschaften	graduirt
Farbe Graduierung	weiß
Halsweite	eng
DM Hals	50 mm
DM Kolben	220 mm
Typ Kolben	Erlenmeyerkolben
Typ Rand	Bördelrand
normiert nach ISO-Norm	ISO 1773

