



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Erlenmeyer-Kolben mit DIN-Gewinde GL 25 und Schraubverschlusskappe, 100 ml

**350,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Erlenmeyer-Kolben mit DIN-Gewinde

Mit Schraubverschlusskappe (PBT; rot) und Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens.  
Mit Beschriftungsfeld.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0520
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2520
EAN	4058072302627
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
steril	Nein
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Kolben Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel graduiert
DM Kolben	64 mm
Farbe Graduierung	weiß
Typ Kolben	Erlenmeyerkolben
Typ Rand	Normschliff

