



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Erlenmeyer-Kolben mit DIN-Gewinde GL 32 und Schraubverschlusskappe, 500 ml

379,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Erlenmeyer-Kolben mit DIN-Gewinde

Mit Schraubverschlusskappe (PBT; rot) und Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens.
Mit Beschriftungsfeld.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0522
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2522
EAN	4058072302641
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
steril	Nein
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Kolben Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel graduiert
Farbe Graduierung	weiß
DM Kolben	105 mm
Typ Kolben	Erlenmeyerkolben
Typ Rand	Normschliff

