



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Erlenmeyer-Kolben mit Normschliff, Braunglas, NS 29/32, 500 ml

542,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Erlenmeyer-Kolben mit Normschliff, Braunglas

Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm.

Mit Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens; mit Beschriftungsfeld.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0509
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2509
EAN	4058072302511
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	braun
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
steril	Nein
Höhe	175 mm
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff graduiert
Farbe Graduierung	weiß
Normschliff	29/32
DM Kolben	105 mm
Typ Kolben	Erlenmeyerkolben
Typ Rand	Normschliff
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 4797:2014-04

