



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Erlenmeyer-Kolben mit Normschliff, NS 14/23, 100 ml

**135,60 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

### Erlenmeyerkolben mit Normschliff

Nach DIN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm.

Mit Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens; mit Beschriftungsfeld.

## Zusätzliche Informationen

---

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr.                            | LZ-0479                 |
| Hersteller (Marke)                  | Lenz                    |
| alte neoLab ArtikelNr.              | B-2479                  |
| EAN                                 | 4058072302214           |
| Transporttemperatur                 | Raumtemperatur          |
| autoklavierbar bei 121°C            | Ja                      |
| Farbe                               | transparent (klar)      |
| Material                            | Borosilikatglas         |
| Volumen                             | 100 ml                  |
| steril                              | Nein                    |
| Höhe                                | 105 mm                  |
| Kolben Eigenschaften                | graduiert               |
| Farbe Graduierung                   | weiß                    |
| Halsweite                           | eng                     |
| Normschliff                         | 14/23                   |
| Typ Kolben                          | Erlenmeyerkolben        |
| Typ Rand                            | Normschliff             |
| normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO) | DIN EN ISO 4797:2014-04 |

