



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Erlenmeyer-Kolben mit Normschliff, NS 19/26, 150 ml

222,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Erlenmeyerkolben mit Normschliff

In Ergänzung zur Norm.

Mit Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens; mit Beschriftungsfeld.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0483
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2483
EAN	4058072302252
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	150 ml
steril	Nein
Kolben Eigenschaften	graduiert
Farbe Graduierung	weiß
Halsweite	eng
Normschliff	19/26
Typ Kolben	Erlenmeyerkolben
Typ Rand	Normschliff

